













Abstrichübersicht nach Untersuchungsauftrag

Untersuchung	Methode	Transportmedium	Abstrichmedium	MTU Artikelnr.	Bezeichnung
Kulturelle Untersuchungen					
Erreger und Resistenz (E+R) z. B.: MRE-Screening (MRSA, MRGN, VRE)	Kultur	flüssig	dünn (oranger Deckel) 	174	eSwab Abstrichtupfer dünn
			dick (roter Deckel) 	360	eSwab Abstrichtupfer dick
PCR-Untersuchungen					
Covid-19 (SARS-CoV 2)	PCR	flüssig		1530	cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit
Influenza, Pertussis, andere respiratorische Erreger, HSV, VZV	PCR	flüssig	dünn (oranger Deckel) 	174	eSwab Abstrichtupfer dünn
			dick (roter Deckel) 	360	eSwab Abstrichtupfer dick
STI – <i>Chlamydia trachomatis</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	PCR	Flüssig		1530	cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit
				1093	cobas PCR Urine Sample Kit
*Alternativ bei Lieferengpässen: Sarstedt-Urinmonvette (Artikelnr. 10.252)					

Abstrichübersicht nach Untersuchungsauftrag

Untersuchung	Methode	Transportmedium	Abstrichmedium	MTU Artikelnr.	Bezeichnung
STI -Diagnostik 1) <i>Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum</i> 2) STI-Panel klein 3) STI-Panel groß 4) Bacterial Vaginosis Panel	PCR	flüssig	dick (roter Deckel) 	360	eSwab Abstrichtupfer dick
			dünn (oranger Deckel) 	174	eSwab Abstrichtupfer dünn
HPV	PCR	flüssig		467 (mit EndoCervex Brush)	GynoprepT-Entnahmekit inkl. EndoCervex Brush (für Frauen)
				468 (mit Flocked Swab)	oder Flocked Swab (für Männer)
HPV und Zytologie (für Frauen)	PCR	flüssig		1885	ThinPrep Vials kombinierte Untersuchung